

Telefone Amplificado



**Especial para deficientes auditivos.
Com controle de volume, aumenta várias vezes o som.**

Este telefone foi desenvolvido para que seja utilizado tanto por pessoas com audição normal, como por pessoas com perda auditiva.

O Controle de Volume serve para regular o som de acordo com a necessidade da pessoa que esta falando ao telefone, tem potência suficiente para atender as principais perdas auditivas.

O telefone é acoplado normalmente à linha telefônica, não existe necessidade de nenhuma alteração nas instalações da linha, podendo ser ligado como telefone de extensão ou telefone principal.

É alimentado por bateria de 9 volts, que está localizada num compartimento na parte inferior do aparelho.

Centro Auditivo Powertom

Rua Sete de Setembro, 98 sala 502 - Centro - RJ

Tel.: (21) 3852-2978 / 3474-6179 / 9659-5604

Home Page: www.powertom.kit.net